

PILES de SERVOX

Charger la pile :

Utiliser la pile jusqu'à ce qu'elle soit complètement déchargée avant de la recharger. Il ne faut pas la charger lorsqu'elle fonctionne encore car elle s'abîme et ne retient plus la charge. Bien utilisée, la durée de vie d'une pile rechargeable est d'environ 2 ans.

Utiliser le chargeur afin de recharger la pile seule (ou l'appareil au complet, si vous ne vous en servez pas).

Retirer la pile du chargeur lorsqu'elle est entièrement chargée. Si elle demeure dans le chargeur, elle se décharge.

Signification des témoins lumineux du chargeur :

VERT : le chargeur est bien branché.

ROUGE : la pile est placée à l'envers

JAUNE :

- Fixe : la pile est en cours de rechargement.
- *Clignotant (aux 2 secondes)* : la pile est rechargée à 80-85% de sa capacité
- *Clignotant (à chaque seconde)* : il y a un problème, soit un court-circuit ou encore, la pile est défectueuse

ÉTEINT : la pile est complètement rechargée. Retirez-la du chargeur. Les piles pourront être alternées afin de toujours avoir une pile chargée prête à être utilisée.

Comment se procurer des piles :

1. Une première pile est fournie avec le larynx artificiel.
2. Le service suprarégional aux laryngectomisés du CHUM ou du CHU de Québec (SALPAC), qui vous a remis votre appareil vous indiquera la procédure pour obtenir d'autres piles.